



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Optibond Universal 5ml refill



Pret:

349,99 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Optibond Universal este un adeziv universal mono-component care combina fiabilitatea tehnologiei brevetate OptiBond GPDM cu usurinta utilizarii unui produs universal.

Indicatii: self-etch, gravare selectiva si total-etch.

Asigura o adeziune excelenta la toate suprafetele si substraturile pentru restaurarile indirecte si directe, eliminand astfel nevoie unui primer pentru silan.

Infiltrarea profunda in tubulii dentinari conferita de proprietatile hidrofile ale OptiBond Universal protejeaza dintele impotriva microinfiltratiilor marginale si sensibilitatii post-operatorii.

Monomerul GPDM asigura o adeziune mai eficienta si mai fiabila decat ceilalti monomeri adezivi atat la structura dintelui cat si la materialul rasinic.

Formula avansata combina intr-un singur flacon primerul, adezivul si agentul de gravarea acida.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Aplicatii directe

=====

- Restaurari de bont cu rasini fotopolimerizabile sau cu priza duala

Aplicatii indirecte

=====

- Pivoti endodontici

Mod de prezentare:

1 x Optibond Universal 5ml refill