



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sanifizer Wipes Flowpack Euronda 100 buc

Pret:

39,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Servetelele dezinfectante sunt ideale pentru curatarea si dezinfectarea tuturor suprafetelor dispozitivelor medicale neinvazive, camerelor, mobilierului si echipamentelor.

Pre-imuiate cu cantitatea potrivita de substanta, sunt gata de utilizare, actioneaza in cateva secunde si nu necesita clatire. Ele simplifica si accelereaza protocoalele, imbunatatind repetabilitatea si standardizarea, datorita, de asemenea, ambalajului practic cu capac de tip pop-up, care pastreaza produsul, evitand risipa si scurgerea.

Acestea garanteaza siguranta in rezultate si pentru utilizator, deoarece sunt complet lipsite de substante nocive si sarace in alcool, datorita combinatiei de ingrediente active (clorhexidina, amoniu cuaternar de a 4-a generatie) care actioneaza sinergic pentru a asigura o eficacitate ridicata la doze mici.

Servetelele sunt produse in NWT de inalta calitate, biodegradabile si biocompostabile, asigurand rezistenta la rupere si nu lasa scame sau reziduuri. Formatul lor de 15 x 19 cm asigura ergonomie maxima.

Usor

Anti-rupere si preinmuiate, garanteaza o actiune rapida si profunda, fara a fi nevoie de clatire si fara reziduuri sau scame.



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Gata de utilizare

Capacul cu un singur pop-up distribuie un singur servetel la un moment dat, pastrandu-le pe celelalte, evitand risipa si scurgerea.

Impact redus

Compus din tesatura biodegradabila si biocompostabila, folosesc o solutie biodegradabila >90%. Flowpack-ul este fabricat din PET.

Clasificare

Dispozitiv medical clasa IIa

Ingrediente active

A patra generatie de amoniu cuaternar, clorhexidina, alcool 16%

Spectrul de actiune

Bactericid, Levuricid, Micobactericid, Virucid

Compatibilitate

Otel inoxidabil, aluminiu, polietilena, PVC, polistiren, teflon (PTFE) si policarbonati.

Abilitatea de a rezista

3 ani

Prezentare

Pachet 100 bucati