



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sanifizer Instruments dezinfectant instrumentar



Pret:

109,00 lei TVA inclusa

Descriere produs:

Sanifizer Instruments este dezinfectantul si detergentul multi-enzimatic pentru dezinfectarea si curatarea instrumentelor chirurgicale sau a Dispozitivelor Medicale in baile de decontaminare sau pentru spalarea manuala sau in rezervoare cu ultrasunete.

Actiunea sinergica a unui complex biocid eficient si sigur si a unui complex enzimatic incapsulat ofera toate avantajele unui detergent-dezinfectant cu actiune biocida profunda, dar care respecta materialele tratate.

Diluat, are un pH neutru si este ideal pentru tratarea chiar si a celor mai delicate materiale fara efecte oxidative si corozive; compatibilitatea este asigurata si de formularea sa fara clor, alcool, fenoli sau aldehide.

Fara substante periculoase sau toxice, nu produce fum in timpul utilizarii si asigura siguranta operatorilor. Este >90% biodegradabil, rezultand un impact redus asupra mediului.

Clasificare

Dispozitiv medical clasa IIb

Ingrediente active



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

A patra generatie de amoniu cuaternar, diamina

Spectrul de actiune

Bactericid, Levuricid, Micobactericid, Virucid

Compatibilitate

Otel inoxidabil, aluminiu, polipropilena (PPE), PVC, polistiren, teflon (PTFE) si policarbonati.

Abilitatea de a rezista

3 ani

Concentrat

Dezvoltat pentru a fi eficient in concentratii scazute (0,5%), reduce dozele, minimizand deseurile si impactul asupra mediului. O sticla face 200 L de solutie.

Rapid

Ideal pentru spalarea manuala, in bai de decontaminare si in rezervoare cu ultrasunete, actioneaza in doar cinci minute, asigurand dezinfectarea si curatarea instrumentelor chirurgicale, endoscoapelor si Dispozitivelor Medicale.

Multifunctional

Asigura o actiune dubla, detergent si dezinfectant, datorita complexului multienzimatic care este eficient chiar si asupra celor mai incapatanate reziduuri organice, prin utilizarea enzimelor incapsulate si a sistemului biocid cu amoniu de generatia a 4-a in combinatie, cu spectru larg de actiune.

Prezentare

Flacon de 1L pentru doza corecta



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
