

Sole C-Lab Putty 85

Pret:

325,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Kit de silicon de adiție utilizat în laboratoarele dentare.

Principalele moduri în care poate fi utilizat:

- Matrice pentru coroane/punți temporare;
- Matrice pentru proteză parțială cu rășină rece;
- Matrice pentru proiectarea structurilor metalice;
- Matrice pentru tehnici de verticulator.

Avantaje ale utilizării:

- Reproducere ideală a detaliilor;
- Material dur după polimerizare;
- Ușor de dozat și de amestecat;
- Stabil și precis în timpul repoziționării;
- Utilizabil în timp, chiar și după un timp îndelungat;
- Compatibil cu scannerele CAD/CAM.

Date Tehnice:

- Timp de mixare: 30 secunde
- Timp total de lucru: 1.30 minute

- Timp de pregătire: 5.30 minute
- Duritate după 24h: 85 Shore A (nivel de duritate)
- Schimbarea dimensională liniară: 0.2%
- Recuperare elastică: > 99%

Mod de prezentare:

- 1x Sole C Lab Putty 85 Bază 5Kg
- 2x Sole C Lab Putty 85 Catalizator 60g