

## Ciment fotopolimerizabil NX3 seringa CLEAR 1.8g EXP 28 02 2025

**Pret:**

**42,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Ciment rasinic de generatia a treia, cu adeziune excelenta la dentina, smalt, blocuri CAD/CAM, ceramica, portelan, rasina si metal

- fotopolimerizabil, indicat si in cimentarea fatetelor si pivotilor
- compatibilitate atat cu sistemul self-etch cat si cel total-etch

### Prezentare

- seringa 1.8g