

Ciment fotopolimerizabil NX3 seringa YELLOW 1.8g EXP 10 02 2025

Pret:

42,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Ciment rasinic de generatia a treia, cu adeziune excelenta la dentina, smalt, blocuri CAD/CAM, ceramica, portelan, rasina si metal

- fotopolimerizabil, indicat si in cimentarea fatetelor si pivotilor
- compatibilitate atat cu sistemul self-etch cat si cel total-etch

Prezentare

- seringa 1.8g