

Affinis Heavy Body 2x75ml

Pret:

320,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Affinis - material de amprenta VPS, autoclavabil, cu excelente proprietati fluide in mediul umed

Avantaje:

Timpt ideal de lucru

Timpt de fixare intraoral optim

Lizibilitate excelenta

Risc minim de aparitie a bulelor de aer sau a distorsiunilor marginale

Reproducere 98.4% a contururilor marginale

Maxim de precizie in timpul fabricarii modelelor

Permite producerea de amprente autoclavabile

Materialul mixat ofera stabilitate excelenta si nu picura de pe dinte

Consistenta ridicata si dezvoltarea rapida a presiunii pentru Affinis Heavy Body produce o puternica compresie, facand din acest material unul ideal pentru tehnica de amprentare intr-un singur timp bifazica.

Zonele vestibulare si palatine pot fi de asemenea reproduse usor cu Affinis Heavy Body.

Indicatii:

Material de amprenta pentru amprenta pick-up prin tehnica dublu-mix.

Material de supra-amprenta pentru tehnica amprentei de corectie

Material de supra-amprenta pentru tehnica amprentei bimaxilare

Date tehnice (la 23°C si umiditate relativa 50%):

Timp de mixare: 0:15 min

Timp total de lucru: 1:00 min

Timp in gura (la 35°C): 2:00min

ISO: 4823

Culoare: orange (portocaliu)

Consistenta: vascoasa

Compozitie:

Silicon de aditie cu elastomeri, polivinilsiloxani, materiale de umplutura, agenti tensioactivi, pigmenti

Prezentare:

Affinis Heavy Body - 2 cartuse x 50ml