


## Rasina printare modele implant DM03 EXP 04.2025



**Pret:**

**568,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

DM03 - rasina pentru printarea modelelor de implant si a modelelor separate pentru indicatiile C&B

### Avantaje:

Duritate ridicata

Rezistenta superioara la presiune

Duritatea si proprietatile mecanice permit rasinii sa reziste la abraziune si la forta de fracturare in timpul fixarii si finisarii cazurilor de implant

Culoarea gri permite obtinerea unor detalii perfecte pe mdole

Se recomanda plasarea la temperatura camerei  $23\pm 2^{\circ}\text{C}$  cu umiditate 70%

Acuratetea modelului printat polimerizat pana in 10 zile >90%

Acuratetea modelului printat polimerizat pana in 15 zile >85%



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB  
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

Prezentare:

asina model implant gri DM03 - 1 bidon x 11