

Affinis Precious Regular body 2 x 50 ml EXP 25.10.2025

Pret:

192,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Proprietati fluide superioare acolo unde este nevoie - in gura

Materialul care sta la baza Affinis Precious - Polivinilsiloxanul - are un unghi de contact de numai 10°. Proprietatile sale de curgere asigura capturarea facila a tuturor detaliilor suprafetei de catre materialul de amprenta intr-un mediu umed.

Affinis Precious - materiale de amprenta VPS, cu unghi de contact de numai 10°

Date tehnice (temperatura camerei 23°C si umiditate relativa 50%):

• **Durata de lucru (tipic): 20min**

Indicatii:

• **Material este indicat pentru amprenta de laborator si pentru utilizare in cabinet**

Prezentare:



Intrarea Sulfinei 94 Magurele, Ilfov. Tel: 021 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro IBAN: RO17 RNCB
0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- *Affinis Precious Regular Body - 2 x 50ml*
-