

## Clearfil SE BOND KIT EXP 31.07.2025

**Pret:**

**510,00 lei TVA inclusa**



### **Descriere produs:**

Sistem adeziv fotopolimerizabil, cu aplicare in 2 etape, cunoscut ca fiind "standardul de aur" al sistemelor adezive auto-gravante.

Sistemul adeziv Clearfil SE Bond este alcatuit dintr-un primer auto-gravant (solutie apoasa), ce asigura tratarea simultana a smaltului si a dentinei si un adeziv ce contine monomerul MDP, inovatie patentata de Kuraray.

### **Avantaje:**

- sigur, rapid si usor de utilizat
- sensibilitate post-operatorie minima
- sigilarea marginala eficienta pentru protectia impotriva micro-infiltratiilor
- putere de adeziune mare pe dentina, smalt, metale si ceramica, datorita monomerului patentat de Kuraray - MDP
- cutiuta "Intelly Case" se foloseste pentru o dozare perfecta a materialelor si pentru a evita contactul direct

al substantelor din flacoane cu pielea, eliminand riscul alergiilor

## **Indicatii:**

- restaurari directe realizate cu compozite sau compomeri fotopolimerizabili
- sigilarea cavitatii, ca pretratament in cazul restaurarilor indirecte
- tratarea suprafetelor radiculare hipersensibile si/sau expuse
- reparatii intraorale ale coroanelor fracturate din ceramica, ceramica hibrida sau rasini compozite fotopolimerizabile
- tratamentul suprafetei pentru lucrari protetice din ceramica, ceramica hibrid sau rasini compozite

## **Kit-ul contine:**

- 1 x flacon Primer 6 ml
- 1 x flacon Bond 5 ml
- 2 x mânere pensule aplicatoare
- 1 x godeu mixare accesorii
- 1 x cutiuță "Intelly Case" pentru aplicarea adezivului din flacoane
- 2 x seturi varfuri pensule aplicatoare de unica folosinta (50 buc)