

Solebite S Regular EXP 04.2025

Pret:

29,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Silicon de adiție (VPS) pentru înregistrarea ocluziei utilizat în clinicile dentare și laboratoare.

Avantaje ale utilizării:

- Ușor de administrat pe suprafața dinților;
- Polimerizare într-un timp rapid;
- Duritate finală superioară;
- Observare cu ușurință a ocluziei;
- Stabilitate dimensională lungă;
- Se poate tăia cu ușurință;
- Confort sporit al pacientului în timpul înregistrării amprenteii, datorită gradului scăzut de rezistență al materialului.

Date Tehnice:

Timp de mixare: 50 secunde

Timp total de lucru: 20 secunde

Timp de aplicare în gură: 30 secunde

Duritate după 24h: 90 Shore A (nivel de duritate)

Schimbarea dimensională liniară: 0.13%

Reproducere de detaliu: 20 μ m

Mod de prezentare:

- x2 Solebite S Regular 50ml (total 100ml)
- Vârfuri de mixare