



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Monitor MD

Pret:

8.900,01 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Monitor pacient MD CMS 9000 este un monitor de functii vitale cu display de 12,1", de mare rezolutie, cu design elegant, care masoara 6-8 parametri simultan la adulti, copii sau nou-nascuti.

Parametri monitorizați:

- * ECG,
- * respirație
- * temperatură
- * SpO2
- * TA (NIBP)
- * rata pulsului.

Detalii tehnice:

- * Pe ecran apar 8 derivații
- * Memorie pentru 2400 de valori TA, 72 de situații de alarmă (cu toți parametrii).



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- * Continutul monitorizarii, viteza scanare, volumul, pot fi setate optional
- * Stocarea a 480 de ore de date trend si 40 secunde de analiza a undei holografice.
- * Parametrii pot fi revăzuți grafic și tubular pe ultimele 72 de ore.
- * Data, culoarea undelor reglabile.
- * Analiza aritmiilor și a segmentului S-T.
- * Tensiunea arterială se măsoară cu metoda oscilometrică manual, automat sau continuă.
- * Valori limite: 10-270 Hgmm.
- * ECG: pe 3 canale 7 derivații: I, II, III, avR, avL, AvF, V.
- * Frecvența cardiacă: 15-300 bpm .
- * SpO2:0-100 %, precizie: ± 2 % între 7-100 %.
- * Respirație: 0-120 /min adulți, 0-150 la copii.
- * Limite de măsurare temperatură: 0-50 C°.
- * Alarmare: sonor și vizual.
- * Baterie Litiu reîncărcabil.
- * Poate fi conectat la o unitate centrala prin wireless sau cablu

Pachetul contine:

- monitor functii vitale MD
- cablu EKG
- electrozi EKG
- manseta adult NIBP
- sonda temperatura
- senzor SpO2 adult
- cablu alimentare
- manual de utilizare si certificat de garantie 12 luni