



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Sigilator ONE

Pret:

2.690,00 lei TVA inclusa



Descriere produs:

ONE este noua masina de termosigare controlata electronic, si permite sigilarea la cald a pungilor laminate din hartie/plastic.

Sigilarea are loc prin actionarea manerului special ergonomic incorporat in corpul echipamentului, in acest fel salvandu-se spatiu.

Forma este moderna si placuta si structura a fost produsa cu scopul de a folosi suportul de rola vertical, astfel incat sa ocupe un minim de spatiu si sa se incadreze in orice loc.

Dispozitiv de incalzire unilateral cu temperatura reglabila in functie de tipul de hartie folosit. Vizibilitate buna in aria de taiere.

Semnal acustic la aparitia unor greseli la sigilare.

Date tehnice

Inaltime 170 mm Latime 440 mm Adancime 400 mm Masa 8 Kg Consum max. 320 W Alimentare 230 V/50-60 Hz Latime sigilare 12 mm Lungime max. sigilare 320 mm



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273
