



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

# Autoclav clasa B Europa B EVO 24 cu sistem de osmoza Pura

**Pret:**

**23.900,01 lei TVA inclusa**



## Descriere produs:

**Autoclavul EUROPA B XP 24** este esential in toate mediile medicale si stomatologice unde este necesara sterilizarea sigura a tuturor materialelor: cu cavitati, poroase, solide, ambalate in pungi sau nu.

**EUROPA B XP 24** permite sterilizarea incarcaturilor mari si a instrumentarului lung (pana la 50 cm). Acest model este indicat in mod particular pentru clinici medii si mari, policlinici si complexe spitalicesti unde se foloseste in mod frecvent instrumentarul medical.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Autoclav clasa B proiectat in conformitate cu standardele si directivele europene
- Poate steriliza orice tip de material (sticla, plastic, cauciuc, metal), corpuri cavernoase (turbine, aspiratoare) si materiale poroase.
- Toate functiile sunt monitorizate de un sistem computerizat care datorita sistemului PID asigura controlul automat al tuturor ciclurilor de sterilizare
- Este echipat cu un sistem nou de incalzire a apei care duce la scurtarea fazei de presterilizare
- Foloseste pana la 6 cicluri de sterilizare cu trepte intre 121-134 gr. C, putand steriliza si materiale in pungi



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

- Toate ciclurile de sterilizare sunt automate si pot fi operate fara asistenta
- Sistem de autocalibrare barometrica

### **Indeplineste 3 tipuri de teste:**

1. Vacuum test
2. Bowie & Dick test
3. Helix test

Este echipat cu tanc dublu pentru apa curata si apa rezidual

Camera de lucru este din otel inoxidabil si este echipata cu filtru bacteriologic

### **Autoclavul este echipat standard cu:**

1. Printer
  2. Sistem de osmoza inversa Pura
  3. Conexiune la sistemul de apa
- EUROPA B EVO a fost certificat in concordanta cu directivele europene 93/42

### **DIMENSIUNI:**

latime: 510 mm  
inaltime: 390 mm  
adancime: 730 mm  
putere: 2,2 KW  
greutate: 58 Kg

### **DIMENSIUNEA CAMEREI DE LUCRU:**

diametru la gura de incarcare: 245 mm  
adancimea cuvei: 500 mm  
capacitate maxima de incarcare: 7,5 Kg