

## Bifluorid10 flacon 10ml



**Pret:**

**655,00 lei TVA inclusa**

### **Descriere produs:**

Lac cu fluoruri ,eficace in tratamentul coletului dentar hipersensibil, pentru fluorizare locala de adancime si profilaxia cariei dentare.

### **Prezentare**

Lacul cu fluoruri este fabricat din rasini sintetic pentru aplicatii topice.

### **Compozitie**

Fluorura de calciu si sodiu

### **Eficacitate**

Bifluorid 10 este un lac care se usuca usor si are o aderenta buna pe smaltul si dentina uscata.

Aceasta permite o fluorizare intensa pe termen lung a suprafetelor tratate in special in locurile de amplasare cu predilectie a cariilor.

Bifluorid 10 formeaza un film protector impermeabil la apa , impotriva influentelor chimice si termice.

Pentru ca fluorurile sa poata actiona la fiecare utilizare Bifluorid 12 trebuie mentinut cat de mult este posibil pe suprafata supusa tratamentului.

## **Domenii de aplicare**

Tratamentul coletului hipersensibil si al marginilor de coroana.

Fluorurarea smaltului dentar si desensibilizarea bonturilor dupa pilirea unuia sau mai multor dinti .

Prevenirea cariilor secundare de pe marginea cavitatii dupa obturatii, in mod special dupa ce a fost aplicata tehnica de demineralizare , precum si dupa aplicarea coroanelor, inlay-urilor si puntilor

## **Prezentare**

- flacon 10 g