



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

Fuji I 1-1

Pret:

672,70 lei TVA inclusa



Descriere produs:

Proiectat pentru cimentarea finala a coroanelor si a puntilor, Fuji I prezinta proprietati fizice inalte.

Fuji I se lipeste chimic de structura dintelui si a metalului asigurand o excelenta duritate si integritate marginala pentru restaurari de lunga durata. Este deasemenea indicat pentru a asigura inlay-urile, onlay-urile, pivotii si bracket-urile ortodontice.

Avantaje

- Cimentare directa puternica intre metal pretios sau nepretios si structura dintelui
- Inchiderea marginala buna minimizeaza microscurgerile
- Coeficientul de dilatare termica este similar cu cel al structurii dintelui
- Cimenteaza in mediu umed si uscat
- Nu necesita primer sau adeziv
- Tehnica de cimentare simpla
- Eliberare prelungita de fluor
- Activitate cariostatica
- Integritate si longevitate a lucrarilor crescuta
- Consistenta fina, cremoasa
- Usor de amestecat si de lucrat



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

- Solubilitate mica dupa cimentare (0,06%)
- Microscurgeri reduse
- Sanse foarte mici de erodare si de dezvoltare de sensibilitate

Prezentare

- 35 gr. pulbere
- 20 ml lichid